




Colchoneta térmica EickWarm

El confort térmico optimizado



648048

Colchoneta térmica EickWarm


Indicada para usar después de una operación con el fin de mantener la temperatura corporal del paciente.

- ▶ Utilizada de modo fácil para un funcionamiento continuo.
- ▶ Rango de temperatura: 35 – 45°C.
- ▶ Configuración del temporizador: 1 a 9 horas.
- ▶ Baja tensión: 12 V.
- ▶ Resistencia al agua (impermeable).

Colchoneta térmica EickWarm

- ▶ Dimensiones (en cm): La. 40 x An. 30

648048



648050

Colchoneta térmica EickWarm II

- ▶ Dimensiones (en cm): La. 65 x An. 50

648050